

Anticorpo Policlonais Anti-Nhlrc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Vvb1

Número do item: CM0027417

introdução

Anticorpo policlonal Anti-NHLRC1 validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a E3 ubiquitina ligase malina, envolvida no metabolismo do glicogênio e na neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NHLRC1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2; NHLRC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	378884
GeneID	378884
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-280 da NHLRC1 humana (NP_940988.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6VVB1
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo