

Anticorpo Monoclonal Anti-Nhlrc1/Malin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Vvb1

Número do item: CM0008825

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína humana NHLRC1/Malin, validado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Imunógeno recombinante, peso previsto de 42 kDa. Ideal para pesquisa em neurodegeneração e epilepsia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NHLRC1/Malin Coelho mAb
Observações/Apelidos	EPM2A; EPM2B; MALIN; bA204B7.2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	378884
ID do Gene	378884
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 79-280 da NHLRC1 humana (NP_940988.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6VVB1
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo