


Anticorpo Policlonais Anti-Nhp2 Para Wb, Elisa - Q9Nx24

Número do item: CM0030241



introdução

Anticorpo Policlonário de coelho NHP2 para aplicações WB e ELISA. Detecta NHP2 humana e de rato (subunidade 2 do complexo ribonucleoproteico H/ACA), envolvida na biogênese de ribossomos e manutenção de telômeros. Validado em amostras humanas e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NHP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	DKCB2; NHP2P; NOLA2; NHP2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	55651
GeneID	55651
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-153 da NHP2 humana (NP_060308.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NX24
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo