

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nid1 Para Wb, Elisa - P14543

Número do item: CM0030254

introdução

Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho Anti-NID1 validado para Western blot (WB) e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a nidogen-1/entactina, essencial para a integridade da membrana basal e pesquisa da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NID1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NID; NID1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4811
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-400 do NID1 humano (NP_002499.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14543
Peso Proteico	136kDa
Envio	Saco de gelo