


Anticorpo Monoclonal Anti-Niemann Pick C1 Para Wb - O15118

Número do item: CM0006059



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína Niemann Pick C1 humana (NPC1). Adequado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Validado para pesquisa de transporte de colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Niemann Pick C1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NPC; POGZ; SLC65A1; Niemann Pick C1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4864
GeneID	4864
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1179-1278 do Niemann Pick C1 humano (O15118).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15118
Peso da Proteína	142 kDa
Envio	Saco com gelo