


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Nifk Para Wb E Elisa - Q9Byg3

Número do item: CM0016773



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NIFK humano (Nopp34/MKI67IP), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para rato e camundongo. Ideal para pesquisa de proteína nucleolar e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NIFK Coelho pAb
Observações/Apêndice	Nopp34, MKI67IP, NIFK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84365
GeneID	84365
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-260 do NIFK humano (NP_115766.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYG3
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo