

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Ninein (Nin/Sckl7) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4C6

Número do item: CM0028844

introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra Ninein (NIN/SCKL7) humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de centrômero e microtúbulo. SWISS: Q8N4C6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NIN Coelho pAb
Observações/Alias	SCKL7; NIN
Espécie	Humano
GeneID	51199
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-287 da NIN humana (NP_891991.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N4C6
Peso da Proteína	243kDa
Envio	Saco de gelo