


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ninj1 Para Wb E Elisa - O70131

Número do item: CM0030495



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NINJ1 (Ninjurina-1) de camundongo, adequado para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece a região N-terminal (aa 1-152). Ideal para estudar morte celular, inflamação e neurobiologia em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	pAb de Coelho NINJ1
Observações/Apelido	NIN1; NINJURIN
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	4814
GeneID	18081
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-152 do NINJ1 de camundongo (NP_038638.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O70131
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo