

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ninj1 Para Wb, Elisa - Q92982

Número do item: CM0023781



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Ninjurina-1 humana (NINJ1). Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos sobre morte celular programada, inflamação e lesão nervosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho NINJ1
Observações/Apelido	NIN1; NINJURIN; NINJ1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4814
ID do Gene	4814
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NINJ1 humano (NP_004139.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92982
Peso Proteico	16kDa
Envio	Bolsa de Gelo