

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ninl Para Wb E Elisa - Q9Y2I6

Número do item: CM0028044

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína noveína-like humana (NINL), adequado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e centróssomo. - Q9Y2I6

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NINL Rabbit pAb
Observações/Alias	NLP; NINL
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	22981
ID do Gene	22981
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 da NINL humana (NP_079452.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Y2I6
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Saco de gelo