

Anticorpo Policlonal Anti-Nip7 Para Wb E Elisa - Q9Y221

Número do item: CM0031074



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NIP7 (20kDa) validado para WB e ELISA, reativo com humano e camundongo. Alvo homólogo da proteína de biogênese do ribossossomo 60S NIP7 envolvido no processamento pré-rRNA nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NIP7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KD93; CGI-37; HSPC031; NIP7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51388
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do NIP7 humano (NP_057185.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y221
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo