

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nkd1 Para Wb, Elisa - Q969G9

Número do item: CM0024187

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NKD1 para aplicações de WB e ELISA, visando a proteína NKD1 humana. Adequado para pesquisa da via de sinalização Wnt. Fornecido pela CamelBio para necessidades de matéria-prima de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NKD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	Naked1; NKD1
Espécie	Humana
GenelD (Humano)	85407
GenelD	85407
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q969G9
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo