


Anticorpo Policlonal Anti-Nkrf Para Wb, Elisa - O15226

Número do item: CM0027950



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NKRF humano (fator de repressão NF-kappa-B) para Western blot e ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de regulação transcricional. UniProt O15226.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NKRF pAb Coelho
Observações/Apelido	NRF; ITBA4; NKRF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55922
GeneID	55922
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 391-690 do NKRF humano (NP_060014.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15226
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco com gelo