

Anticorpo Monoclonal Anti-Nkx2-1 Para Wb E Elisa - P43699

Número do item: CM0005316

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NKX2-1 de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar o fator de transcrição tireoidiano 1 (TTF-1) no desenvolvimento da tireoide e do pulmão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NKX2-1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7080
GeneID	7080
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 20-110 do NKX2-1 humano (NP_003308.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43699
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo