

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nkx2-1 Para Ihc-P, Elisa - P43699

Número do item: CM0006658

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NKX2-1 de alta especificidade, validado para IHC-P e ELISA, adequado para pesquisas da tireoide e dos pulmões; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Matéria-prima ideal para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho NKX2-1
Observações/alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	7080
ID do gene	7080
Imunógeno	Proteína recombinante de NKX2-1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P43699
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo