

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nkx2-1 Para Wb, Elisa - P43699

Número do item: CM0030339

### introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho contra NKX2-1 (TTF-1, P43699), validado para WB e ELISA. Reconhece NKX2-1 humano e de rato, ideal para pesquisa em desenvolvimento da tireoide e pulmão.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Policlonal de Coelho NKX2-1 (pAb)                                                                                |
| Observações/Apelido | BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTCL; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 7080                                                                                                                       |
| GeneID              | 7080                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-110 do NKX2-1 humano (NP_003308.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                               |
| SWISS               | P43699                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 39kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                            |