

Anticorpo Policlonal Anti-Nkx2-2 Para Wb E Elisa - O95096

Número do item: CM0030595

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NKX2-2 validado para Western blot e ELISA. Reage com humano. O alvo é um ativador transcricional envolvido no desenvolvimento de células beta pancreáticas e orientação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NKX2-2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NKX2B; NKX2.2; NKX2-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4821
GeneID	4821
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 102-201 do NKX2-2 humano (NP_002500.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95096
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo