

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nkx2-5 Para Wb, Elisa - P52952

Número do item: CM0027513



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NKX2-5 (CSX) humano para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre desenvolvimento cardíaco e esplênico e estudos de cardiopatia congênita.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NKX2-5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CSX; CSX1; VSD3; CHNG5; HLHS2; NKX2E; NKX2.5; NKX4-1; NKX2-5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1482
GeneID	1482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 do NKX2-5 humano (NP_004378.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52952
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo