

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nkx3-2 Para Wb, Elisa - P78367

Número do item: CM0029732

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NKX3-2 humano, adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com NKX3-2 de camundongo e rato. Ideal para estudos de maturação de condrócitos, desenvolvimento esquelético e morfogênese intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NKX3-2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SMMD; BAPX1; NKX3B; NKX3.2; NKX3-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	579
GeneID	579
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 de NKX3-2 humano (NP_001180.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78367
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo