

Anticorpo Monoclonal Anti-Nkx3.1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99801

Número do item: CM0006465



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NKX3.1, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece NKX3.1 humano, de rato e camundongo. Peso molecular previsto 26 kDa. Adequado para estudos de câncer de próstata e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NKX3.1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Espécie	Humano
GeneID	4824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do NKX3.1 humano. (NP_006158.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99801
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo