

Anticorpo Policlonais Anti-Nkx3.1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99801

Número do item: CM0021049



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NKX3.1, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Adequado para amostras humanas e de camundongo, ideal para pesquisas sobre desenvolvimento prostático e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NKX3.1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4824
GeneID	4824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência entre os aminoácidos 1-80 da NKX3.1 humana (NP_006158.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99801
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo