

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nkx3.1 Para Wb E Elisa - Q99801

Número do item: CM0002181



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NKX3.1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reconhece o NKX3.1 humano, um fator de transcrição supressor de tumores específico da próstata. Ideal para pesquisa sobre câncer de próstata e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NKX3.1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4824
GeneID	4824
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-234 do NKX3.1 humano (Q99801)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99801
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo