

Anticorpo Policlonal Anti-Nkx6-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78426

Número do item: CM0023661

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NKX6-1 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Tem como alvo o fator de transcrição essencial para o desenvolvimento de células beta e neurônios motores. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho NKX6-1
Observações/Apelido	NKX6A; NKX6.1; NKX6-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4825
GeneID	4825
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78426
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo