

Anticorpo Policlonal Anti-Nlgn4Y Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nfz3

Número do item: CM0029884

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NLGN4Y, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Útil para estudar adesão celular e formação de sinapses no cérebro e testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLGN4Y Rabbit pAb
Observações/Alias	HNL4Y; NLGN4Y
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22829
ID do Gene	22829
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 122-256 do NLGN4Y humano (NP_001157710.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NFZ3
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco de gelo