


Anticorpo Policlonal Anti-Nlrc4 Para Wb - Q3Up24

Número do item: CM0023086



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NLRC4 para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato (SWISS: Q3UP24). Adequado para pesquisa em inflamassoma e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRC4 Rabbit pAb
Observações/Alias	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	58484
GeneID	268973
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 71-170 do NLRC4 de camundongo. (NP_001028539.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q3UP24
Peso Molecular	116kDa
Envio	Bolsa de gelo