

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nlrc4 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Npp4

Número do item: CM0030849



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NLRC4 para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Validado para Humano, Camundongo, Rato. Proteína 4 contendo domínio CARD da família NLR, componente chave do inflamassoma na imunidade inata. Ideal para imunodeteção e pesquisa de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NLRC4
Observações/Apelido	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	58484
GeneID	58484
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 85-170 do NLRC4 humano (NP_001186067.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPP4
Peso Proteico	116kDa
Envio	Saco de gelo