

Anticorpo Policlonal Anti-Nlrc5 Para Wb, Elisa - Q86Wi3

Número do item: CM0022786

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NLRC5, validado para Western blot e ELISA. Detecta NLRC5 humano e apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudos nas vias de sinalização NF-kappa-B e interferon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRC5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84166
GeneID	84166
Imunógeno	Proteína recombinante de NLRC5 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q86Wi3
Peso da Proteína	205kDa
Envio	Em saco de gelo