

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nlrc5 Para Wb, Elisa - Q86Wi3

Número do item: CM0020682

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NLRC5 humano (NOD4, NOD27, CLR16.1), adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada em camundongo. Ideal para estudar a sinalização NF-kB/IFN na imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRC5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Espécie	Humano
ID do Gene	84166
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do NLRC5 humano (NP_115582.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q86WI3
Peso da Proteína	205kDa
Envio	Em bolsa de gelo