

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Nlrp10 - Q86W26

Número do item: CM0023575



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao NLRP10 (NALP10) humano. Adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre imunidade inata e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRP10 Rabbit pAb
Observações/Alias	NOD8, PAN5, PYNOD, NALP10, CLR11.1, NLRP10
Espécie	Humano
ID do Gene	338322
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do NLRP10 humano (NP_789791.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86W26
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Bolsa de gelo