

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nlrp11 Para Wb, Elisa - P59045

Número do item: CM0014905

introdução

Anticorpo policlonal de coelho NLRP11 para WB e ELISA em amostras humanas, visando a proteína contendo domínios NACHT, LRR e PYD envolvida na inflamação. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRP11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NOD17; PAN10; NALP11; PYPAF6; PYPAF7; CLR19.6; NLRP11
Espécie	Humano
GenelD	204801
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P59045
Peso da Proteína	118kDa
Envio	Saco de gelo