

Anticorpo Policlonal Anti-Nlrp12 Para Wb, Elisa - P59046

Número do item: CM0014326



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-NLRP12 validado para WB e ELISA em humano, com reatividade cruzada em rato. NLRP12 é um mitigador chave da inflamação, inibindo a sinalização de NF- κ B, NOD2 e RIGI. Ideal para pesquisa em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRP12 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12
Espécie	Humano
ID do Gene	91662
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 862-1061 do NLRP12 humano (NP_653288.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P59046
Peso da Proteína	120kDa
Transporte	Bolsa de Gelo