


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nlrp12 Para Wb E Elisa - P59046

Número do item: CM0029140



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NLRP12 humano (Monarch-1, P59046) validado para WB e ELISA. Ideal para estudar inflamação, sinalização NF- κ B e regulação imune em leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NLRP12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYRPAF7; CLR19.3; NLRP12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	91662
GeneID	91662
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P59046
Peso da Proteína	120kDa
Envio	Saco de gelo