

Anti-Nlrp2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx02

Número do item: CM0028639



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NLRP2 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta NLRP2 endógeno em amostras humanas e de camundongo. Útil para pesquisas sobre inflamassomo e sinalização NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NBS1; PAN1; NALP2; PYPAF2; CLR19.9; NLRP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55655
GeneID	55655
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 665-820 do NLRP2 humano (NP_060322.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NX02
Peso da Proteína	121kDa
Envio	Saco de gelo