


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nlrp3 Para Wb, Elisa - Q96P20

Número do item: CM0010196



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao NLRP3 humano, um sensor chave do inflamassoma. Validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas. Peso molecular ~118 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRP3 Rabbit mAb
Observações/Alias	ALI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	114548
GeneID	114548
Imunógeno	Proteína recombinante de NLRP3 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q96P20
Peso da Proteína	118kDa
Envio	Saco de gelo