


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nlrp3 Para Wb, Ip, Elisa - Q96P20

Número do item: CM0012758



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NLRP3 humano, validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Ferramenta essencial para estudar a ativação do inflamassoma NLRP3, secreção de IL-1 β /IL-18, piroptose e diferenciação Th2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRP3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	Ali; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	114548
ID do Gene	114548
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-210 do NLRP3 humano (NP_004886.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96P20
Peso Proteico	118 kDa
Envio	Saco de gelo