


Anticorpo Policlonal Anti-Nlrp3 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Número do item: CM0015043



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o NLRP3 (criopirina), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para estudos de ativação de inflamassoma e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	All; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	114548
GeneID	114548
Imunógeno	Proteína Recombinante Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-220 do NLRP3 humano (NP_001120934.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96P20
Peso da Proteína	118kDa
Envio	Saco de gelo