

Anticorpo Policlonais Anti-Nlrp5 Para Wb, Elisa - P59047

Número do item: CM0025773



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NLRP5 (MATER, NALP5), validado para aplicações de Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudar o complexo materno subcortical e o desenvolvimento embrionário inicial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NLRP5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MATER, NALP5, PAN11, PYPAF8, CLR19.8, NLRP5
Espécie	Humano
GeneID	126206
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 157-256 da NLRP5 humana (NP_703148.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P59047
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Bolsa de gelo