


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nlrp6 Para Wb, Elisa - P59044

Número do item: CM0010398



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao NLRP6 humano, validado para aplicações de WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre ativação do inflamassoma, imunidade inata e mecanismos de defesa do hospedeiro. Swiss-Prot: P59044.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-NLRP6
Observações/Alias	AVR; NAVR; PAN3; NALP6; PYPAF5; CLR11.4; NAVR/AVR
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	171389
ID do Gene	171389
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 793-892 do NLRP6 humano (NP_612202.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P59044
Peso da Proteína	99 kDa
Envio	Bolsa de gelo