

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nlrp6 Para Wb, Elisa - Q91Ws2

Número do item: CM0019991

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Nlrp6 de camundongo para WB e ELISA. Reconhece o Nlrp6 de camundongo e rato. Útil para estudos de biologia do inflamassomo, imunidade da mucosa intestinal e interação hospedeiro-patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nlrp6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Avr; Navr; Nalp6; Pypaf5; Non-AVR; Navr/Avr; Nlrp6
Espécie	Camundongo
GeneID	101613
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 124-237 do Nlrp6 de camundongo (NP_598707.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q91WS2
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco de gelo