


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nlrp1 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q86Ut6

Número do item: CM0022669



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa o NLRX1, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar imunidade inata antiviral, autofagia e vias do inflamassoma NLRP3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NLRX1 pAb de Coelho
Observações / Apelido	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; X1
Espécie	Humano
ID do Gene	79671
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 87-360 do NLRX1 humano (NP_001269073.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8616UT6
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco de gelo