


Anticorpo Monoclonal Anti-Nmdar1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q05586

Número do item: CM0008636



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o NMDAR1 humano (GRIN1, NR1). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Para neurociência, plasticidade sináptica e pesquisa de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NMDAR1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2902
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05586
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Saco de gelo