

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nmdar1 Para Wb, If-P, Elisa - Q05586

Número do item: CM0003378



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o NMDAR1 humano (NR1/GluN1), validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno terminal C. Apoiar estudos de plasticidade sináptica e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NMDAR1 Rabbit mAb
Observações / Apelido	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2902
ID do Gene	2902
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 do NMDAR1 humano (Q05586)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q05586
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Saco de gelo