

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nmdar1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q05586

Número do item: CM0030132



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NMDAR1 humana (GRIN1, NR1). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta a subunidade do receptor NMDA de 105 kDa, crítica para plasticidade sináptica e aprendizado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NMDAR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2902
GeneID	2902
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05586
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Bolsa de gelo