


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nmdar2A Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12879

Número do item: CM0013316



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-NMDAR2A para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Tem como alvo o receptor de glutamato NMDA 2A (GRIN2A, 165kDa, UniProt Q12879). Ideal para estudos de plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NMDAR2A Rabbit pAb
Observações/Apelido	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2903
ID do Gene	2903
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1130-1400 do NMDAR2A humano (NP_000824.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12879
Peso da Proteína	165kDa
Envio	Saco com gelo