


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nmdar2A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12879

Número do item: CM0018552



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NMDAR2A humano (NR2A, GluN2A) para aplicações em WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de receptores NMDA em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NMDAR2A Rabbit pAb
Observações/Apelido	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
Espécie	Humano
ID do Gene	2903
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1130-1400 do NMDAR2A humano (NP_000824.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q12879
Peso Molecular da Proteína	165kDa
Envio	Saco de gelo