


Anticorpo Policlonal Anti-Nme1/Nm23A Para Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Número do item: CM0020965



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à NME1/NM23A humana (cinase A de difosfato de nucleosídeos). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta uma banda de 17 kDa; apresenta reação cruzada com amostras humanas e de rato. Ideal para estudos de metástase, metabolismo de nucleotídeos e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NME1/NM23A pAb de coelho
Observações/alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4830
ID do gene	4830
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 10-110 da NME1/NM23A humana (NP_000260.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	P15531
Peso da proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo