


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nme1/Nm23A Para Wb E Elisa - P15531

Número do item: CM0011258



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NME1/NM23A (NDKA, NM23-H1) humano. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre metástase tumoral, metabolismo de nucleosídeos e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NME1/NM23A Rabbit mAb
Observações/Apeliido	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Espécie	Humano
ID do Gene	4830
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NME1/NME1/NM23A humano (P15531).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15531
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Saco de gelo