


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nme1/Nm23A Para Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Número do item: CM0023268



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NME1/NM23A humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a nucleosídeo difosfato quinase A, um regulador chave da homeostase de nucleotídeos, metástase e fragmentação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] NME1/NM23A pAb de Coelho
Observações/Apelido	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; 3A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4830
Imunogênio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 10-110 do NME1/NM23A humano (NP_000260.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15531
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo