


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nme1/Nm23A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15531

Número do item: CM0015734



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NME1/NM23A humano (NDPK A), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. O alvo está envolvido no metabolismo de nucleotídeos e na inibição de metástase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NME1/NM23A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4830
ID do Gene	4830
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15531
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo