


Anticorpo Monoclonal Anti-Nme2/Nm23B Para Wb, Elisa - P22392

Número do item: CM0010451



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra NME2/NM23B humano (P22392). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar metabolismo de nucleotídeos, regulação transcricional e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NME2/NM23B Rabbit mAb
Observações/Apelido	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4831
GeneID	4831
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P22392
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco com gelo